



## TSA 琼脂平板使用说明书

【货号】 PB033

【用途】用于药品中金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、沙门菌的纯培养和需氧菌总数测定以及抑菌剂效力的测定（药典）。用于医疗工业洁净室、洁净区及无菌室的浮游菌测定。

【成分】(g/L)

胰酪胨	15.0
大豆木瓜蛋白酶水解物	5.0
氯化钠	5.0
琼脂	15.0

【规格】 10 皿/包×2 包

【用法】

— 无菌环境下打开培养基，按照标准进行接种培养。

— 未使用完培养基密封后 2-8℃ 保存。

注：培养基使用前保持平板干燥

检验项目	检验标准	检查结果	项目结论
适用性	以下质控菌株比值应在 0.5-2 之间:		
	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	0.5≤比值≤2.0	符合规定
	铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	0.5≤比值≤2.0	符合规定
	枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	0.5≤比值≤2.0	符合规定
	白色念珠菌 CMCC(F)98001	0.5≤比值≤2.0	符合规定
	黑曲霉 CMCC(F)98003	0.5≤比值≤2.0	符合规定
备注	比值=质控菌株在测试培养基上的平均菌落数/对照培养基上的平均菌落数		

【培养基质量控制】

【保存条件】

— 2-8℃ 避光保存。

【保质期】

三个月